


オキシダイヤモンドは機能重視

- ◎ 電池寿命250 時間。
- ◎ 操作部を上面にすっきり。
- ◎ 暗くても見える表示部。
- ◎ 充実した安全装置。
- ◎ 公共の場所でも安心の消音機能。

医療用具製造承認番号 21000BZZ00644000



機能

- ・単3乾電池4本で250時間連続使用可能。
- ・ボンベ使用可能時間は連続使用時の3倍以上。

【安全装置】

- ・各種異常を警報音、表示部にてお知らせします。
- ・電池消耗時に手動スイッチで連続供給に切替可能。

【消音機能(コンサート会場、映画館でも安心)】

簡単な操作で警報音が消え、表示のみになります。
2時間で自動的に消音機能は解除されます。



操作部写真

製品仕様

品名・名称	酸素呼吸同調器 オキシダイヤモンド	
電撃保護形式	内部電源機器、B形機器	
設定 流量	同調時	0.25、0.5、0.75、1、1.5、2、2.5、3、3.5、4、4.5、5 リットル/分の12段階※
	連続時	2.0リットル/分
呼吸同調範囲	6～59回/分	
I E 比	1:2	
安全装置	電池消耗、吸気無し、酸素供給無し、チューブつまり時に警報音と表示で異常を知らせます 電池消耗時手動スイッチで連続供給に切替可能	
電源	単3形アルカリ乾電池×4本	
寸法	高さ13.8cm×幅8cm×奥行き4.3cm	
重量	約360g(電池を含む)	

※同調時の流量は1分間に20回呼吸するものとして換算されています。

NGK | NTK
スパークプラグ | ニューセラミック

日本特殊陶業

セラミック関連事業本部

応用セラミック営業部

〒485-8510 小牧市大字岩崎2808
☎(0568)76-1251 FAX(0568)76-1208

東京営業所

〒108-8601 東京都港区高輪4-24-58
☎(03)3440-6111(代) FAX(03)3440-6129

大阪営業所

〒564-0062 吹田市垂水町3-10-30
☎(06)6368-3361(代) FAX(06)6368-3362

名古屋営業所

〒460-0011 名古屋市中区大須4-3-17
☎(052)264-4511(代) FAX(052)264-4185

福岡営業所

〒815-0031 福岡市南区清水2-9-21
☎(092)552-4615(代) FAX(092)552-4618